

8+1 HYDRASTAR






**χαλάρωση
του δέρματος**



Αφυδάτωση




**Λεπτές
ρυτίδες**



**θαμπό
δέρμα**



Οι νανοκρύσταλλοι χρησιμοποιούν νανοκλίμακες επαφές που μπορούν να έχουν πάχος έως 250 νανομέτρα και μήκος μόλις 0,1 χιλιοστά. Ανοίγουν απλά το στρώμα της κερατίνης στιβάδας του δέρματος χωρίς να αγγίζουν τη δερμίδα. Επιλύει όχι μόνο το πρόβλημα της απορρόφησης του δέρματος, αλλά το καθιστά επίσης ανώδυνο και μη επεμβατικό!





Φυσική εφαρμογή και απορρόφηση

Η φυσική εφαρμογή και απορρόφηση διεισδύουν μόνο στην επιδερμική στιβάδα. Τα μόρια των προϊόντων περιποίησης δέρματος δυσκολεύονται να διεισδύσουν, με αποτέλεσμα η ποσότητα απορρόφησης να είναι πολύ χαμηλή.

Νανοκρυσταλλικοί νανοεπεξεργαστές

(Το προϊόν μπορεί να διεισδύσει ομοιόμορφα στη δερμική στιβάδα)

Η χρήση νανοεπεξεργαστών διεισδύει μόνο στο επιδερμικό φράγμα χωρίς να αγγίζει αιμοφόρα αγγεία και νεύρα. Η απορρόφηση βελτιώνεται σημαντικά, παραμένοντας ανώδυνη και μη επεμβατική.



Λειτουργία EMS

Η τεχνολογία μικροηλεκτρονικής θερμικής αγωγιμότητας ανοίγει τους πόρους και αυξάνει το ποσοστό απορρόφησης του προϊόντος κατά περισσότερο από 40%.



Διαχωρισμός ξηρού και υγρού
(Διπλό σύστημα καθαρισμού)

Ø Bubble Cleaning

Ø EMS Nano mesothe rapy

Ø Skin Scrubber vibration cleaning

Ø Hot and cold +RF

Ø Bipolar HR

Ø Ultrasoniclead-in

Ø Microdermabrasion





Καθαρισμός με φυσαλίδες

Μια νέα γενιά συσκευών, που ξεπερνά το τεχνικό επίπεδο των παραδοσιακών συσκευών μικρών φυσαλίδων, μπορεί να ανοίξει τους πόρους, να μαλακώσει την κερατίνη στιβάδα, να κάνει το δέρμα πιο καθαρό και να βελτιώσει σημαντικά την εμφάνιση της σκουρόχρωμης επιδερμίδας και των μαύρων στιγμάτων, κάνοντάς το καθαρό, λευκό και τρυφερό.



EMS Νανό Μεσοθεραπεία

Οι νανοκρύσταλλοι προωθούνται με το άνοιγμα καναλιών απορρόφησης στο δέρμα, επιτρέποντας την καλύτερη απορρόφηση των προϊόντων περιποίησης δέρματος. Χρησιμοποιώντας νανοκρύσταλλους, τα προϊόντα περιποίησης δέρματος απορροφώνται καλύτερα από το δέρμα.



Bipolar HR

Υπηρεσιμοποιείται για θερμοθεραπεία σώματος, προκειμένου να επιτύχει η απορρόφηση θερμότητας από το δερματικό ιστό, συνδυαζόμενο με τη δημιουργία νέου κολλαγόνου. Σφιγγεί και λειαίνει το δέρμα.



Hot and cold +RF

Ανύψωση με κρύο και ζέστη, που μπορεί να σφίξει το δέρμα και να μειώσει τις ρυτίδες, ενισχύει την αναγέννηση των κυττάρων, επιτρέπει την ανάκτηση της δραστηριότητας των κυττάρων και επισκευάζει το ευαίσθητο δέρμα.



Skin Scrubber vibration cleaning

βοηθά στη λεύκανση του δέρματος, στην απομάκρυνση των νεκρών κυττάρων και των μαύρων στιγμάτων, προσφέροντας πιο καθαρό και φωτεινό δέρμα.



Ultrasonic lead-in

Οι υπερηχητικές δονήσεις με συχνότητα 1 έως 3 εκατομμύρια ανά λεπτό ανοίγουν τους πόρους, επιτρέποντας στα συστατικά να διεισδύσουν γρήγορα στη βασική στιβάδα του δέρματος, αυξάνοντας το ποσοστό απορρόφησης πάνω από 90%.



Microdermabrasion




450m/s Ταχύτητα, 50-85kpa Πίεση Έγχυσης
Εγχύει απευθείας τα θρεπτικά συστατικά στη dermίδα, διεγείροντας την κυτταρική αναγέννηση και προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση με μακράς διάρκειας αποτέλεσμα. Ο μοναδικός σχεδιασμός, η εισαγωγή ορού με βελόνα και η δυνατότητα εύκολης αντικατάστασης ανάλογα με τις ανάγκες, μειώνει το κόστος των αναλώσιμων.

OXYGEN JELTION

Έγχυση οξυγόνου υψηλής πίεσης, με τα σωματίδια να διεισδύουν βαθιά στους μύες και στην επιδερμίδα, ενισχύοντας την ικανότητα συγκράτησης νερού και συσφίγγοντας τους πόρους, καθιστώντας το δέρμα πιο εύκολο στην απορρόφηση.

Κεφαλή Τριπλής Απόδοσης
Μια καινοτόμος κεφαλή που
συνδυάζει τρεις λειτουργίες
για αποτελεσματικότερη
επεξεργασία, προσφέροντας
βελτιωμένα αποτελέσματα σε
λιγότερο χρόνο.



→ Ζώνη Αναρρόφησης Ακαθαρσιών


→ Ζώνη Έκρηξης Ορού

→ Μαλακή Λεπίδα Απολέπισης

→ Ζώνη Αναρρόφησης Ακαθαρσιών

Τρεις κύριες περιοχές με σαφή κατανομή εργασίας,
που επιτυγχάνουν τριπλή απόδοση σε μία μόνο
εφαρμογή.

Αρνητική Πίεση με Κενό
Σε συνδυασμό με την αναρρόφηση αρνητικής
πίεσης, αφαιρεί όλες τις ακαθαρσίες από το
πρόσωπο, προσφέροντας βαθύ καθαρισμό.





Functions

Specifications

Voltage: 100v-120v 60Hz 200v-240v 50Hz

Power: 200W

HR frequency: 0.2-0.5 Mhz

coldand hotscope: Cold 0-6C Hot36-46°C

Ultrasound: 1.1MHz

Probe: 3 soft heads,8 hard heads

Clean water mill: Positive pressure 4-5KgNegative pressure 96Kpa.Flows50L

Display: 10.1inches Resolution:1024X600

Solution bottle: A.Deep layer cleaning
B.Whitening and moisturizing
C.Deep cleaning
D.Instrument piping cleaning

Skin scrubber vibration frequency: 26-30MHz

Ems Beauty plastic head size: 4X4mmX250Um

Roller Speed up: frequency200Hz microcurrent50-800(Ua)Display screen:10.1inches

Visual probe: dry head 3 (large, medium, small)

