

Συσκευή Θεραπείας Spheresculpt



Body Contouring → Σμίλευση Σώματος: Αναδιαμόρφωση της σιλουέτας και καταπολέμηση του τοπικού πάχους.

Lymphatic Drainage → Λεμφική Παροχέτευση: Αποσυμφόρηση της λέμφου, μείωση του οιδήματος (πρηξίματος) και αποβολή τοξινών.

Skin Tightening → Σύσφιξη Δέρματος: Βελτίωση της ελαστικότητας και λείανση της επιδερμίδας (κατάλληλο και για την κυτταρίτιδα).


Pain Relief → Ανακούφιση από τον Πόνο: Καταπραϋντική δράση στους μυς και μείωση της φλεγμονής.

Vascular Action → Αγγειακή Δράση: Βελτίωση της μικροκυκλοφορίας και της αιμάτωσης των ιστών.

Muscle Toning → Μυϊκή Τόνωση: Ενδυνάμωση του μυϊκού ιστού για πιο σφριγηλή εμφάνιση.



Αρχές της Θεραπείας



Η θεραπεία Spheresculpt Therapy παράγει έναν συνδυασμό δόνησης και πίεσης που ουσιαστικά προσφέρει στο δέρμα ένα «workout». Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αποστράγγιση των υγρών, την επανασυμπίεση των ιστών του δέρματος και την απομάκρυνση του φαινομένου της «όψης φλοιού πορτοκαλιού» κάτω από την επιφάνεια του δέρματος.

Επίσης βοηθά στη μικροκυκλοφορία, κάτι που μπορεί να μειώσει τη φλεγμονή και να βελτιώσει τον μυϊκό τόνο. Συμβάλλει στη βελτίωση της αγγείωσης, η οποία με τη σειρά της υποστηρίζει την παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης.

Αυξάνει τη μεταφορά οξυγόνου στους ιστούς, βοηθώντας στη θρέψη και τη λάμψη του δέρματος από μέσα προς τα έξω. Τονώνει τους μύες, βοηθώντας στη μείωση ή εξάλειψη της εμφάνισης των ρυτίδων έκφρασης, στην καταπολέμηση της χαλάρωσης των ιστών και γενικά προσφέρει ανόρθωση στην επιδερμίδα και στη δομή του προσώπου.

Περιοχές Θεραπείας



Διπλοσάγγο




Μασχάλες




Εσωτερικοί μηροί




Πλαϊνά της μέσης




Περιοχή κάτω από το σουτιέν




Κοιλιά



πλαϊνό λίπος μέσης



Κάτω από τους γλουτούς



Εξωτερικοί μηροί

Θεραπεία Σώματος

Περιοχές εφαρμογής

- Κυτταρίτιδα
- Όψη «φλοιού πορτοκαλιού» στο δέρμα
- Συσπασμένοι μύες
- Οίδημα
- Πρησμένα πόδια
- Μπράτσα
- Γλουτοί
- Αστράγαλοι
- Κοιλιακό λίπος
- Σύσφιξη στήθους
- Θεραπεία μετά την εγκυμοσύνη



- Μειώνει την κατακράτηση λεμφικών υγρών
- Μειώνει την όψη «φλοιού πορτοκαλιού»
- Βελτιώνει τη φλεβική κυκλοφορία
- Βελτιώνει το σχήμα του σώματος
- Τονώνει τους μύες



Θεραπεία Προσώπου

Περιοχές εφαρμογής



- Στόμα
- Μάτια
- Μέτωπο
- Μάγουλα
- Ζυγωματικά
- Μεσόφρυο (Glabella)
- Λαιμός και περιοχή κάτω από τον λαιμό
- Στήθος
- Πριν και μετά από ενέσιμες θεραπείες

- Λειαίνει τις ρυτίδες
- Βελτιώνει την αγγείωση και την οξυγόνωση
- Προσφέρει ανόρθωση και σύσφιξη στο δέρμα
- Χαλαρώνει τους συσπασμένους μύες (ρυτίδες έκφρασης)
- Διεγείρει την παραγωγή κολλαγόνου



Πλεονεκτήματα

Γρήγορη & Αποτελεσματική Θεραπεία Ορατά αποτελέσματα από την πρώτη συνεδρία. Βελτίωση της ποιότητας του δέρματος. Μείωση λίπους έως και 2 νούμερα ρούχων. Τρία είδη σφαιρών

Ο κύλινδρος της κεφαλής θεραπείας (maniple roller) αποτελείται από 11 σειρές με 5 σφαίρες η καθεμία, συνολικά 55 σφαίρες. Οι σφαίρες είναι κατασκευασμένες από υποαλλεργική σιλικόνη, εγκεκριμένη για χρήση στη βιομηχανία τροφίμων και στην ιατρική. Τρία διαφορετικά είδη σφαιρών, από διαφορετικά υλικά, μπορούν να εφαρμοστούν εύκολα σε διαφορετικούς τύπους θεραπειών.



Σχεδιασμός Κεφαλής Θεραπείας (Maniple)

Η θεραπεία είναι ομαλή και απαλή, χωρίς έντονη πίεση και δεν αφήνει μελανιές. Δεν απαιτείται ειδικός ρουχισμός.

Με επίπεδο θορύβου μικρότερο από 49 dB, ακόμη και στη μέγιστη ταχύτητα, η θεραπεία είναι πιο άνετη και ευχάριστη τόσο για τον πελάτη όσο και για τον ειδικό.

Με ιδανικό βάρος 2.350 g, δεν χρειάζεται να εφαρμόζεται επιπλέον πίεση στην κεφαλή θεραπείας (maniple) κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Πρίν & Μετά



Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό	Προδιαγραφή
Οθόνη (Screen)	15.6 inch
Ταχύτητα Περιστροφής (Rotating Speed)	450 rpm
Συχνότητα Εξόδου (Output Frequency)	40 – 300 Hz
Ισχύς Εξόδου (Output Power)	300 W
Τάση (Voltage)	AC 110V / 220V
Ασφάλεια (Fuse)	10 A
Διαστάσεις (Dimension)	47 × 34 × 115 cm
Καθαρό Βάρος (Net Weight)	30 kg



VENUSPRO MEDICAL